

**INSTRUCTIONS FOR USE**

<b><u>Hrvatski/Croatian</u></b> . . . . .	<b>p2</b>
<b><u>Česky/Czech</u></b> . . . . .	<b>p3</b>
<b><u>Dansk/Danish</u></b> . . . . .	<b>p4</b>
<b><u>Nederlands/Dutch</u></b> . . . . .	<b>p5</b>
<b><u>English</u></b> . . . . .	<b>p6</b>
<b><u>Eesti/Estonian</u></b> . . . . .	<b>p7</b>
<b><u>Suomi/Finnish</u></b> . . . . .	<b>p8</b>
<b><u>Français/French</u></b> . . . . .	<b>p9</b>
<b><u>Deutsch/German</u></b> . . . . .	<b>p10</b>
<b><u>Elinika/Greek</u></b> . . . . .	<b>p11</b>
<b><u>Magyar/Hungarian</u></b> . . . . .	<b>p12</b>
<b><u>Íslenska/Icelandic</u></b> . . . . .	<b>p13</b>
<b><u>Italiano/Italian</u></b> . . . . .	<b>p14</b>
<b><u>Lietuviška/Lithuanian</u></b> . . . . .	<b>p15</b>
<b><u>Norsk/Norwegian</u></b> . . . . .	<b>p16</b>
<b><u>Polski/Polish</u></b> . . . . .	<b>p17</b>
<b><u>Português/Portuguese</u></b> . . . . .	<b>p18</b>
<b><u>Română/Romanian</u></b> . . . . .	<b>p19</b>
<b><u>Srpski/Serbian</u></b> . . . . .	<b>p20</b>
<b><u>Slovenčina/Slovakian</u></b> . . . . .	<b>p21</b>
<b><u>Slovenščina/Slovenian</u></b> . . . . .	<b>p22</b>
<b><u>Español/Spanish</u></b> . . . . .	<b>p23</b>
<b><u>Swenska/Swedish</u></b> . . . . .	<b>p24</b>
<b><u>Türkçe/Turkish</u></b> . . . . .	<b>p25</b>















**UPUTE ZA UPORABU**

Primjena:

1. Izaberite unaprijed oblikovan poklopac za izgradnju jezgre zuba.
2. Ispunite unaprijed oblikovan poklopac kompozitom koji se aktivira svjetlom ili samostalno.
3. Namjestite poklopac preko zuba i kolčića kanala korijena.
4. Nakon što ste aktivirali kompozit, odstranite unaprijed oblikovani poklopac.
5. Završite pripremu u cervikalnoj i okluzalnoj zoni.

Poklopci za izgradnju jezgre zuba (veličina u mm):

					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					

Dopunjavanje:

Veličina 1 – Sjekutić, mali

Veličina 4 – Očnjak, veliki

Veličina 2 – Sjekutić, srednje veličine

Veličina 5 – Kutnjak, mali/srednje veličine

Veličina 3 – Predkutnjak

Veličina 6 – Kutnjak, veliki

Nije sterilizirano! Za jednokratnu uporabu!


Ako se koristi materijal za aktiviranje svjetlom, aktivirajte dvostruko dužim vremenom izlaganja!

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

Použití:

1. Vyberte předem vytvarovanou ochrannou čepičku vytvořené dřevě.
2. Vyplňte předem vytvarovanou ochrannou čepičku kompozitem vytvrzovaným světlem či samovytvrzovacím kompozitem.
3. Překryjte zub a čep kořenového kanálku ochrannou čepičkou.
4. Po vytvrzení kompozitu odstraňte předem vytvarovanou ochrannou čepičku.
5. Dokončete přípravu v krčkové a okluzní oblasti.

Ochranné čepičky (velikosti v mm):



Náplně:

Velikost 1 - anteriorní malá

Velikost 4 - špičák velký

Velikost 2 - anteriorní střední

Velikost 5 - stolička malá/střední

Velikost 3 - třenový zub

Velikost 6 - stolička velká


Nesterilní ! K jednorázovému použití!

Jestliže se použije materiál vytvrzovaný světlem, vytvrzujte dvojnásobnou expoziční dobu!

**BRUGSANVISNING:**

Anvendelse:

1. Udvalg en præformet opbygningshætte.
2. Fyld den præformede hætte med lyspolymeriserende eller selvhærdende kompositmateriale.
3. Sæt hættten ned over tanden og rodkanalstiften.
4. Efter polymerisering af kompositmaterialet tages hættten af.
5. Gør præparationen færdig i de cervikale og okklusale områder.



Genbestilling:

Størrelse 1 – Anterior lille

Størrelse 4 – Hjørnetand stor

Størrelse 2 – Anterior med.

Størrelse 5 – Molar lille/med.

Størrelse 3 – Præmolar

Størrelse 6 – Molar stor


Ikke-steril! Kun til engangsbrug!

Hvis der anvendes lyspolymeriserende materiale, skal det lyspolymeriseres i dobbelt så lang tid som almindeligt!

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

Aanbrengen:

1. De voorgevormde kap voor kernopbouw kiezen.
2. De voorgevormde kap vullen met composiet voor lichtuitharding of zelfvulkaniserend.
3. De kap over de tand en de wortelkanaalstift plaatsen.
4. Na het uitharden van het composiet de voorgevormde kap wegnemen.
5. De voorbereiding in het cervicale en occlusale gebied afwerken.



Nabestellen:

Maat 1 – Voor, klein

Maat 4 – Hoektand, groot,

Maat 2 – Voor, middelgroot

Maat 5 – Molaar klein/middelgroot

Maat 3 – Premolaar

Maat 6 – Molaar groot

Niet steriel! Voor eenmalig gebruik!


Indien materiaal voor lichtuitharding wordt gebruikt, dubbel zo lang blootstellen tijdens het uitharden!

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

Application:

1. Select pre-formed core build-up cap.
2. Fill the pre-formed cap with light curing or self curing composite.
3. Place cap over tooth and root canal post.
4. After curing the composite, remove pre-formed cap.
5. Finish the preparation in the cervical and occlusal area.

Core Build-up Caps (sizes in mm):



Refills:

Size 1 – Anterior small

Size 4 – Canine large

Size 2 – Anterior med.

Size 5 – Molar small/med.

Size 3 – Premolar

Size 6 – Molar large

Non Sterile! For single use!


If light curing material is used, cure with double exposure time!

**KASUTAMISJUHEND:**

Aplikatsioon:

1. Valige välja kõndiga täisvalukrooni mudel.
2. Täitke krooni mudel valguskõvastuva või isekõvastuva komposiidiga.
3. Asetage kroon hamba- ja juurekanali kruvile.
4. Eemaldage krooni valu vorm, kui komposiit on kõvenenud.
5. Lõpetage ettevalmistused tservikaal- ja oklusioonpiirkonnas.

Kõndiga täisvalukrooni (suurused mm-tes):



Täidised:

Suurus 1 – anterioorne väike

Suurus 4 – silmahamba suur

Suurus 2 – anterioorne keskmine

Suurus 5 – molaarne väike/keskmine

Suurus 3 - premolaarne

Suurus 6 – molaarne suur


Mittesteriilne! Ühekordseks kasutamiseks!

Kui kasutatakse valguskõvastuvat materjali tuleb täidist kõvastada kaks korda kauem!

**KÄYTTÖOHJEET:**

Asennus:

1. Valitse esimuotoiltu ydintulppa.
2. Täytä esimuotoiltu tulppa kevyellä tai itsestään kovettuvalla kovetuskompositilla.
3. Aseta tulppa hampaan ja juuren päälle.
4. Komposiitin kovetuttua voit poistaa esimuotoillun tulpan.
5. Viimeistele preparaatti cervikaalisella ja occlusaalisella alueella.



Koot:

Koko 1 – taka, pieni

Koko 4 – kulmahammas, iso, etu

Koko 2 – taka, keskiuuri.

Koko 5 – poskihhammas pieni/keskiuuri

Koko 3 – premolaarinen

Koko 6 – poskihhammas suuri


Ei steriili! Käytä vain kerran!

Jos käytät kevyttä kovetinta, kaksinkertaista kovetusaika!

**MODE D'EMPLOI :**

Application:

1. Sélectionner une chape de préparation préformée.
2. Remplir la chape préformée de composite photopolymérisable ou autopolymérisable.
3. Placer la chape sur la dent et le tenon du canal radiculaire.
4. Après avoir polymérisé le composite, retirer la chape préformée.
5. Finir la préparation dans la zone cervicale et occlusale.



Recharges:

Taille 1 – Petite antérieure

Taille 4 – Grosse canine

Taille 2 – Moyenne antérieure

Taille 5 – Petite/moyenne molaire

Taille 3 – Prémolaire

Taille 6 – Grosse molaire


Non stérile. À usage unique.

Si un matériau photopolymérisable est utilisé, doubler le temps d'exposition.

**GEBRAUCHSANWEISUNG:**

Applikation:

1. Die vorgeformte Kernaufbau-Krone auswählen.
2. Füllen Sie die vorgeformte Kappe mit licht-härtendem oder selbst-härtendem Verbundstoff.
3. Die Krone auf den Zahn und den Wurzelkanalstift aufsetzen.
4. Nach der Erhärten des Composites die vorgeformte Krone entfernen.
5. Die Präparation im Zervikal- und Okklusionsbereich abschließen.



Füllgrößen:

Größe 1 – Anterior klein

Größe 4 – Eckzahn, groß

Größe 2 – Anterior mittelgroß

Größe 5 – Molar klein/mittelgroß

Größe 3 – Prämolare

Größe 6 – Molar klein


Nicht steril! Zum einmaligen Gebrauch!

Wenn lichthärtendes Material verwendet wird, dieses bei doppelt so langer Expositionszeit härten!

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

Εφαρμογή:

1. Επιλέξτε το προδιαμορφωμένο κάλυμμα κατασκευής πυρήνα.
2. Γμίστε το προδιαμορφωμένο κάλυμμα πυρήνα με σύνθετο υλικό φωτοπολυμερισμού αυτοστερεοποιούμενη.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω από το δόντι και το στύλο του ριζικού αγωγού.
4. Αφού φωτοπολυμερίστε το σύνθετο υλικό, αφαιρέστε το προδιαμορφωμένο κάλυμμα.
5. Τλιώστε την προτομασία στην αυχτική και τη συγκλιτική πριοχή.



Αναπληρώσεις:

Μέγεθος 1 – Πρόσθιος μικρός

Μέγεθος 4 – Κυνόδοντας γγάλος πρόσθιος

Μέγεθος 2 – Πρόσθιος μέτριος

Μέγεθος 5 – Γομφίος μικρός/μέτριος

Μέγεθος 3 – Προγόμφιος

Μέγεθος 6 – Γομφίος γγάλος

Μη αποστρωμένο! Για μία μόνο χρήση!

Αν χρησιμοποιείται υλικό φωτοπολυμερισμού, χρησιμοποιήστε διπλό χρόνο έκθεσης!

**Magyar**













Hungarian

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Alkalmazás:

1. Válassza ki az előformázott mag felépítő koronát
2. Töltse meg az előformázott koronát fényre keményedő vagy magától megkötő kompozit anyaggal.
3. Helyezze a koronát a fogra és a gyökércsatorna csapra!
4. A kompozit anyag megszilárdulása után távolítsa el az előformázott koronát!
5. Fejezze be az előkészítést a fognyakon és a rágófelületen.

Mag felépítő koronák (méret mm-ben):

					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					

Kitöltő anyagok:

1-es méret – elülső, kicsi

4-es méret – szemfog, nagy

2-es méret – elülső, közepes

5-ös méret – őrlőfog, kicsi/közepes

3-as méret – kis őrlőfog

6-os méret – őrlőfog, nagy













Nem steril! Egyetlen használatra!

Fényre keményedő anyag használata esetén végezze a keményítést dupla megvilágítási idővel!

Notkun:

1. Veljið hettu til kjarnaupbyggingar.
2. Fyllið hettuna með ljósherðanlegu eða sjálfherðandi plastblendi.
3. Setjið hettuna yfir tönnina og stiftið í rótarganginum.
4. Eftir að plastfyllingin hefur verið hert skal fjarlægja hettuna.
5. Gangið frá tannhálsi og bitfleti.

Hettur fyrir kjarnaupbyggingu ( stærð í mm):

					
1	2	3	4	5	6
					

Aukahettur:

Stærð 1 – lítil framtönn

Stærð 4 – stór augntönn

Stærð 2 – meðalstór framtönn.

Stærð 5 – lítill/meðalstór jaxl.

Stærð 3 – Forjaxl

Stærð 6 – Stór jaxl


Ósótthreinsað! Einnota!

Ef tæki til ljósherðingar eru notuð skal herða helmingi lengur!

**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Applicazione:

1. Scegliere la capsula preformata adatta per la ricostruzione del moncone.
2. Riempire la capsula con composito fotopolimerizzabile o auto-polimerizzante.
3. Posizionare la capsula sul dente e sul perno del canale radicolare.
4. Polimerizzare il composito e rimuovere quindi la capsula.
5. Eseguire la finitura delle superfici cervicale ed occlusale del restauro.



Refills:

Misura 1 – Anteriore piccolo

Misura 4 – Canino superficie grande

Misura 2 – Anteriore medio

Misura 5 – Molare medio-piccolo

Misura 3 – Premolare

Misura 6 – Molare grande

N.B.: Prodotti non sterili e monouso.


Se si usa materiale fotopolimerizzabile, raddoppiare il tempo di esposizione.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:**

Taikymas:

1. Pasirinkite iš anksto suformuotą šerdies restauracijos karūnelę.
2. Pripildykite iš anksto suformuotą karūnelę kompozitu kietėjančiu šviesoje arba savaiminio sukietėjimo kompozitu.
3. Patalpinkite karūnelę ant danties ir šaknies kanalo užpildo.
4. Po to kai sukietinate kompozitą, nuimkite iš anksto suformuotą karūnelę.
5. Pabaikite paruošimą kaklelio ir sukandimo srityse.

Šerdies restauracijos karūnelės (dydis mm):



Papildymas:

Dydis 1 – priekinis mažas

Dydis 4 – iltinis didėlis

Dydis 2 – priekinis vid.

Dydis 5 – Krūminis mažas/vid.

Dydis 3 – kaplys

Dydis 6 – krūminis didėlis


Ne sterilizuokite! Tik vienkartiniam naudojimui!

Jeigu naudojate šviesa kietinamą medžiagą, naudokite dvigubo poveikio laiką!

**BRUKSINSTRUKSJONER:**

Påføring:

1. Velg en preformet kjerneoppbyggingskapsel.
2. Fyll den preformete kapselen med lysherdende eller selvherdende kompositt.
3. Plasser kapselen over tannen og rotkanalstiften.
4. Fjern den preformete kapselen etter lysherdning av kompositten.
5. Fullfør preparatet i det cervikale og okklusale området.



Refill:

Størrelse 1 – Anterior liten

Størrelse 4 – Stor hjørnetann

Størrelse 2 – Anterior med.

Størrelse 5 – Liten/med.jeksel

Størrelse 3 – Premolar

Størrelse 6 – Stor jeksel

Ikke steril! Kun for engangsbruk!


Hvis et lysherdende materiale blir brukt skal det herdes med dobbelt eksponeringstid!

**WSKAZÓWKI UŻYCIA:**

Zakładanie:

1. Wybrać wstępnie ukształtowaną formówkę do odbudowy korony zęba.
2. Wypełnić nakładkę kompozytem światłoutwardzalnym lub samoutwardzalnym.
3. Umieścić formówkę nad zębem i sztyftem korzeniowym.
4. Po stwardnieniu kompozytu zdjąć formówkę.
5. Zakończyć przygotowania w rejonie szyjki i powierzchni żujących.

Formówki do odbudowy bezpośredniej zęba (wielkość w mm):



Wkłady:

Rozmiar 1 – Przedni mały

Rozmiar 4 – siekacz duży

Rozmiar 2 – Przedni śred.

Rozmiar 5 – trzonowy mały/śred.

Rozmiar 3 - przedtrzonowy

Rozmiar 6 – trzonowy duży


Niesterylne! Do jednokrotnego użytku

Jeśli stosowane jest utwardzanie światłem, utwardzać przy podwójnym czasie ekspozycji!

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:**

Aplicação:

1. Seleccione uma coroa de reconstituição pré-moldada.
2. Encha a coroa pré-moldada com compósito de endurecimento por foco de luz ou auto-endurecimento.
3. Coloque a coroa sobre o dente e o pino do canal.
4. Após a secagem do compósito, retire a coroa pré-moldada.
5. Conclua a preparação na área cervical e oclusal.



Reenchimento:

Tamanho 1 – Anterior pequeno

Tamanho 4 – Canino grande

Tamanho 2 – Anterior médio

Tamanho 5 – Molar pequeno/médio

Tamanho 3 – Pré-molar

Tamanho 6 – Molar grande

**Não esterilizado! Para uma única utilização!**


Na utilização de material de secagem ligeira, duplicar o tempo de exposição!

**INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:**

Aplicare

1. Selectați capa prefabricată
2. Umpleți capa cu compozit foto sau autopolimerizabil
3. Aplicați capa deasupra dintelui sau a pivotului intraradicular
4. După polimerizarea compozitului, îndepărtați capa prefabricată
5. Terminați preparația în zonele ocluzală și cervicală

Capae prefabricate (mărimea in mm)



Rezerve:

Mărimea 1 - incisivi mici

Mărimea 4 – canini mari

Mărimea 2 - incisivi medii

Mărimea 5 – molari mari/medii

Mărimea 3 - premolari

Mărimea 6 – molari mari

Nesterile ! De unică folosință !

Dacă folosiți material fotopolimerizabil, timpul de expunere este dublu față de cel obișnuit !

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:**

Primena:

1. Odaberite već oblikovanu kapicu za nadogradnju.
2. Ispunite oblikovanu kapicu polimerizujućim ili samopolimerizujućim sastavom.
3. Namestite kapicu preko zuba i korenskog kanala.
4. Nakon polimerizacije sastava, uklonite kapicu.
5. Završite pripremu u vratnom i griznom predelu.

Kapice za nadogradnju zuba (veliĉine u mm)

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Punjenje:

Veliĉina 1 – Sekutići mali

Veliĉina 4 – Oĉnjak veliki

Veliĉina 2 – Sekutići sred.

Veliĉina 5 – Kutnjak mali/sred.

Veliĉina 3 – Pretkutnjak

Veliĉina 6 – Kutnjak veliki

Nije sterilno! Samo za jednokratnu upotrebu!


Ako se vrši polimerizacija svetlom, polimerizovati dvostruko duže!

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

Aplikácia:

1. Vyberte predformovanú čiapočku na budovanie jadra.
2. Vypĺňte predformovanú čiapočku samovytvrdzovacím kompozitom, alebo kompozitom, ktorý sa vytvrdzuje lampou.
3. Umiestnite čiapočku na zub a pilier koreňového kanálika.
4. Po vytvrdení kompozitu vopred vyformovanú čiapočku odstráňte.
5. Ukončite preparáciu v cervikálnej a okluzálnej oblasti.

Čiapočky na budovanie jadra (veľkosti v mm:)



Náplne:

Veľkosť 1 – Predná, malá

Veľkosť 4 – Očný, veľká

Veľkosť 2 – Predný, stredná

Veľkosť 5 – Molár malá/stredná

Veľkosť 3 - Premolár

Veľkosť 6 – Molár, veľká

Nesterilný! Určený len na jedno použitie!


Ak použijete materiál, ktorý vyžaduje tvrdenie svetlom, zdvojnásobte dobu expozície pri vytvrdzovaní!

**NAVODILA ZA UPORABO:**

Namestitev:

1. Izberite predoblikovano kapico za oblikovanje zatička.
2. Predoblikovano kapico zapolnite s samostrjevalnim kompozitom ali kompozitom s svetlobnim strjevanjem.
3. Namestite kapico preko zoba in zatička koreninskega kanala.
4. Po strditvi kompozita odstranite predoblikovano kapico.
5. Dokončajte pripravo v cervikalnem in okluzalnem območju.

Kapice za zatičke (velikosti v mm):



Polnila:

Velikost 1 – Sprednji majhen

Velikost 4 – Podočnik veliki

Velikost 2 – Sprednji srednji

Velikost 5 – Kočnik majhen/srednji

Velikost 3 – Ličnik

Velikost 6 – Kočnik veliki


Nesterilno! Za enkratno uporabo!

Če se uporablja svetlobno strjevalni material, strujite dvakrat dlje!

**MODO DE EMPLEO:**

Aplicación:

1. Seleccionar la funda preformada de acumulación de núcleo.
2. Llenar la funda preformada con el compuesto de curado con luz o autoendurecimiento.
3. Colocar la funda sobre el diente y del perno del conducto radicular.
4. Después de curar el compuesto, retirar la funda preformada.
5. Acabar la preparación en el área cervical y oclusal.



Repuestos:

Tamaño 1 – Anterior pequeño

Tamaño 4 – Diente canino grande

Tamaño 2 – Anterior med.

Tamaño 5 – Molar pequeño/med.

Tamaño 3 – Premolar

Tamaño 6 – Molar grande


¡No estéril! ¡Para uso único!

Si se emplea un material de curado con luz, ¡curar con tiempo de exposición doble!

**BRUKSANVISNING:**

Användning:

1. Välj ut en förformad pelarhätta.
2. Fyll den förformade hättan med ljushärdande eller självhärdande komposit.
3. Placera hättan över tanden och rotkanalstiftet.
4. Ta av den förformade hättan efter att kompositmaterialet har härdats.
5. Gör färdigt preparationen i det cervikala och ocklusala området.



Efterbeställning:

Storlek 1 – Anterior, liten

Storlek 4 – Hörntand, stor

Storlek 2 – Anterior medium

Storlek 5 – Molar, liten/medium

Storlek 3 – Premolar

Storlek 6 – Molar, stor

Osteril! Endast för engångsbruk!













Om ljushärdande material används skall härdning utföras med dubbelt så lång exponeringstid som vanligt!

**KULLANMA TALİMATI:**

Uygulama:

1. Önceden şekillendirilmiş kor oluşturma kaplamasını seçin.
2. Önceden şekillendirilmiş kor oluşturma kaplamasını ışıkla sertleşen veya kendiliğinden sertleşen kompozit ile doldurun.
3. Kaplamayı diş ve kanal çivisi üzerine yerleştirin.
4. Kompozit sertleştikten sonra önceden şekillendirilmiş kaplamayı çıkarın.
5. Servical ve okluzal bölgede hazırlığı tamamlayın.

Kor Oluşturma Kaplamaları (ebatlar mm olarak verilmiştir):

					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					

Refiller:

Ebat 1 – Ön küçük

Ebat 4 – Kanin büyük

Ebat 2 – Ön orta

Ebat 5 – Molar küçük/orta

Ebat 3 – Premolar

Ebat 6 – Molar büyük

Steril Değildir! Tek kullanımlıktır!

Işıklı sertleşen malzeme kullanılıyorsa iki katı sürede sertleştirin!